

Steroid Panel

LC-MS.

NEU!

CE-IVDD Lösung für die Steroidbestimmung in Humanserum und EDTA-Plasma mittels LC-MS.

DIE NEUIGKEIT AUS DER WELT DER TECAN REAGENZIEN

Ein einziger Kit zur schnellen und zuverlässigen Bestimmung von 18 verschiedenen, klinisch relevanten Steroiden mit nur einem Extraktionsverfahren.

VORTEILE DES STEROID-PANEL LC-MS-KITS*

LC-MS/MS gilt aufgrund seiner hohen Sensitivität als der Goldstandard bei der Bestimmung von Steroidhormonen!

- Steroid-Kit, CE-IVDD
- 18 Steroidhormone
- 2 chromatographische Läufe (garantiert die bestmögliche Leistung aller Analyten)
- Nur eine Probenvorbereitung mit 96-Well-SPE-Platte
- Manuelle oder automatisierte Probenvorbereitung möglich (z.B. mit Tecan Resolvex A200)
- Alle Standards in einem Mix
- Individueller Isotopenstandard für jeden Analyten
- Gesamtlaufzeit (LC-MS): 10 min für 15 Steroide, zweite Injektion für weitere 3 Analyten in 6 min Laufzeit

PRODUCTS

30191875

Steroid Panel LC-MS



MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Kontaktieren Sie Ihren lokalen Tecan-Partner für weitere Informationen und Ihr persönliches Angebot!

*Produkt und Gesamtlösung sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen TECAN-Partner.

**SUCHEN SIE NACH EINER SCHNELLEN
UND AUTOMATISIERTEN LÖSUNG FÜR DIE
PROBENVORBEREITUNG?
WIR KÖNNEN IHNEN HELFEN!**

Automatisierung spart Zeit und Ressourcen. Mit unseren Reagenzien und Geräten ist dies einfach und zuverlässig möglich! Durch Anpassung des Arbeitsablaufs kann eine Implementierung auf Geräten wie dem Resolvex A200 leicht umgesetzt werden.



Die kombinierte Verwendung von Steroid Panel LC-MS, Prozessskript und Instrument muss von jedem Labor individuell vor Ort validiert werden.

Alle Abbildungen der Produkte dienen nur zur Illustration. Tatsächliche Produkte können aufgrund von Produktverbesserungen abweichen.

Manufactured by

IBL International GmbH
Flughafenstrasse 52a
22335 Hamburg
Germany

Phone: +49 (0)40-53 28 91-0
Fax: +49 (0)40-53 28 91-11
Email: IBL@Tecan.com
www.tecan.com/immunoassays

Australia +61 3 9647 4100 **Austria** +43 62 46 89 330 **Belgium** +32 15 42 13 19 **China** +86 21 220 63 206 **France** +33 4 72 76 04 80 **Germany** +49 79 51 94 170
Italy +39 02 92 44 790 **Japan** +81 44 556 73 11 **Netherlands** +31 18 34 48 17 4 **Nordic** +46 8 750 39 40 **Singapore** +65 644 41 886 **Spain** +34 93 93 595 25 31
Switzerland +41 44 922 89 22 **UK** +44 118 9300 300 **USA** +1 919 361 5200 **Other countries** +41 44 922 81 11

Tecan Group Ltd. makes every effort to include accurate and up-to-date information; however, it is possible that omissions or errors might have occurred. Tecan Group Ltd. cannot, therefore, make any representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of the information provided. Changes can be made at any time without notice. All mentioned trademarks are protected by law. In general, the trademarks and designs referenced herein are trademarks, or registered trademarks, of Tecan Group Ltd., Maennedorf, Switzerland. A complete list may be found at www.tecan.com/trademarks. Product names and company names that are not contained in the list but are noted herein may be the trademarks of their respective owners. For technical details and detailed procedures of the specifications provided please contact your Tecan representative. This may contain reference to applications and products which are not available in all markets. Please check with your local sales representative.

© 2022 Tecan Trading AG, Switzerland, all rights reserved. For disclaimer and trademarks please visit www.tecan.com

www.tecan.com

